

Перегородочные панели

## SURGICAL - ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ШЛЮЗ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА



Передаточные шлюзы служат для снабжения операционного зала материалом, который подаётся в зал со стороны стерильного коридора. Шлюзы изготавливаются двух вариантов. Один оснащён тремя полками из нержавеющей стали, а в его нижней части находится проём. Принцип шлюза с проёмом: персонал привозит из помещения центральной стерилизации стерильный материал в контейнерах из нержавеющей стали (или без контейнеров) на медицинских тележках стандартного размера. Со стороны стерильного коридора персонал открывает передаточный шлюз, заходит туда вместе с тележкой, после чего здесь тележку забирает персонал операционного зала. Оставшийся материал можно хранить на полках в передаточном шлюзе. Второй вариант оснащён шестью полками. В одном операционном зале предполагается наличие одного - двух передаточных шлюзов, чтобы возникло достаточно места для хранения материала для операционной программы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Передаточный шлюз для операционного зала

Передаточный шлюз

#### Размер

ширина	глубина	высота
1020 мм	830 мм	2100 мм

### Вариант

Шкаф для операционного зала с полочками

Шкаф для операционного зала с проёмом

### Блокировка

Шкаф с сигнализацией

Шкаф с сигнализацией и блокировкой

без сигнализации

### Остекление

Остекление антибликовое одностороннее

Остекление антибликовое двустороннее

Остекление безопасное одностороннее

Остекление безопасное двустороннее

Без остекления

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

